



## Облучатель рециркулятор

### РБ-06-Я-ФП-01

#### Настенное исполнение

Облучатель-рециркулятор РБ-06-Я-ФП-01 предназначен для обеззараживания воздуха помещений II–V категорий объемом до 75 м<sup>3</sup> в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные лампы низкого давления 30 W

- Уникальность рециркуляторов заключается в том, что они имеют в своей конструкции ультрафиолетовые бактерицидные лампы, способные на 100% уничтожить все болезнетворные бактерии, находящиеся в воздухе, при этом технология обеззараживания воздуха абсолютно безопасна для человека и животных, присутствующих в помещении
- Электронный блок управления отслеживает суммарное время наработки ламп и имеет возможность установки автоматического режима работы

Цифровой дисплей — для отображения текущего времени и времени наработки ламп

Рециркуляторы практически бесшумны, энергоэкономичны, имеют европейский дизайн и могут использоваться как осветительные приборы

#### Характеристики

Исполнение - настенный  
Тип рециркулятора - закрытый  
Материал корпуса - металл  
Цвет корпуса - серая шагрень  
Количество ламп/мощность, Вт — 2x30  
Рекомендуемый объем помещения, м<sup>3</sup> — 75  
Категории помещений - II, III, IV, V  
Наличие таймера наработки ламп — есть  
Возможность облучения в присутствии людей — есть  
Срок службы ламп, ч — 9000  
Потребляемая мощность, ВА — 80  
Габаритные размеры, мм - 1200x175x145  
Вес, не более, кг — 6  
Гарантийный срок, мес. - 12  
Регистрационное удостоверение - есть

**14150 Руб**