

Облучатель рециркулятор

РБ-06-Я-ФП-01

Передвижное исполнение



Облучатель-рециркулятор РБ-06-Я-ФП-01 предназначен для обеззараживания воздуха помещений II–V категорий объемом до 75 м³ в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные лампы низкого давления 30 W

Уникальность рециркуляторов заключается в том, что они имеют в своей конструкции ультрафиолетовые бактерицидные лампы, способные на 100% уничтожить все болезнетворные бактерии, находящиеся в воздухе, при этом технология обеззараживания воздуха абсолютно безопасна для человека и животных, присутствующих в помещении

Электронный блок управления отслеживает суммарное время наработки ламп и имеет возможность установки автоматического режима работы

Цифровой дисплей — для отображения текущего времени и времени наработки ламп

Рециркуляторы практически бесшумны, энергоэкономичны, имеют европейский дизайн и могут использоваться как осветительные приборы

Характеристики

Исполнение - передвижное
Тип рециркулятора - закрытый
Материал корпуса - металл
Цвет корпуса - серая шагрень
Количество ламп/мощность, Вт — 2x30
Рекомендуемый объем помещения, м³ — 75
Категории помещений - II, III, IV, V
Наличие таймера наработки ламп — есть
Возможность облучения в присутствии людей — есть
Срок службы ламп, ч — 9000
Потребляемая мощность, ВА — 80
Габаритные размеры, мм - 1200x175x145
Вес, не более, кг — 6
Гарантийный срок, мес. - 12
Регистрационное удостоверение - есть

17250 Руб