

Облучатель рециркулятор

РБ-07-Я-ФП-01

Передвижное исполнение

Облучатель-рециркулятор РБ-07-Я-ФП-01 предназначен для обеззараживания воздуха помещений II–V категорий объемом до 50 м³ в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные лампы низкого давления TUV-15W LL

- Уникальность рециркуляторов заключается в том, что они имеют в своей конструкции ультрафиолетовые бактерицидные лампы, способные на 100% уничтожить все болезнетворные бактерии, находящиеся в воздухе, при этом технология обеззараживания воздуха абсолютно безопасна для человека и животных, присутствующих в помещении
- Электронный блок управления отслеживает суммарное время наработки ламп и имеет возможность установки автоматического режима работы
- Цифровой дисплей — для отображения текущего времени и времени наработки ламп
- Рециркуляторы практически бесшумны, энергоэкономичны, имеют европейский дизайн и могут



использоваться как осветительные приборы

Характеристики

Исполнение - передвижной
Тип рециркулятора - закрытый
Материал корпуса - металл
Цвет корпуса - серая шагрень
Количество ламп/мощность, Вт — 2x15
Производительность, м³/ч — 60
Рекомендуемый объем помещения, м³ — 50
Категории помещений - II, III, IV, V
Наличие таймера наработки ламп — есть
Возможность облучения в присутствии людей — есть
Срок службы ламп, ч — 9000
Потребляемая мощность, ВА — 50
Габаритные размеры, мм - 755x170x115
Вес, не более, кг — 4,5
Гарантийный срок, мес. - 12
Регистрационное удостоверение - есть

15 250 Руб